

- ☑ 적색 램프가 깜빡이면서 경고음이 울리면
배터리가 방전된 것이니 충전해주세요.



충전선

동봉된 충전선을 사용하여 충전 하십시오.
5V 2A 이하 충전 어댑터 사용을 권장드립니다.

※건식부항기로 절대 사혈 금지※

- 제품 내부로 혈액, 진물, 음료수, 오일 등 액체가 유입된 경우
내부 부식으로 수리가 불가합니다.

배터리 충전

- ① 제품 뒷면의 충전 단자에
동봉된 충전선 연결



충전단자 보호캡

- ② 충전 중 : 적색 램프 깜빡임



충전중(적색등)

- ③ 충전 완료 : 녹색 램프 점등



충전완료시(녹색등)

- 충전 어댑터는 별도로 제공드리지 않습니다.
- 동봉된 충전선과 소지하고 계신 어댑터를
연결하여 충전하세요.

※건식부항기로 절대 사혈 금지※

- 제품 내부로 혈액, 진물, 음료수, 오일 등 액체가 유입된 경우
내부 부식으로 수리가 불가합니다.

온열 사용 방법

① 전원 버튼을 눌러 전원 켜기

※ 충전 중에는 작동되지 않습니다.

② 온열 단계 선택



③ 제품을 잡은 상태에서 원하는 부위에 사용

※ 온열은 안전을 위해 **부항과 동시 작동되지 않습니다.**

※ 온열 시 피부에 부착되지 않은 상태로 작동하므로, 손으로 잡고 사용하시면 됩니다.

④ 사용 중 작동 정지 : 전원 버튼 눌러 정지

⑤ 온열 : 20분 작동 후 자동 종료 (경고음 울림)

부항 사용 방법

① 부항 또는 자동부항 단계 선택



② 부항이 작동하면 원하는 신체 부위에 부착

※ 부항 사용 부위에 손으로 꼭 눌러 밀착시켜주세요.

③ 사용 중 작동 정지 : 전원 버튼 눌러 정지

④ 부항 : 10분간 작동 후 자동 종료 (경고음 울림)

부항 / 자동부항 자동 종료 시,
제품이 떨어지지 않게 손으로 잡아주세요.