



1 착용 준비



벨트 한쪽 면을 잡아 주세요



벨트 벨크로(찍찍이)를
한쪽만 떼어 주세요



떼어낸 벨트를 고리에서 빼주세요.
(반대쪽 벨트는 연결된 상태입니다)

2 제품 착용 방법



에어셀 면을 배꼽 기준
중간에 밀착시켜 주세요.



벨트로 허리를 감싸주세요.



벨트를 고리에 연결하여 주세요



몸에 밀착되도록
벨트를 당겨 주세요.



벨크로(찍찍이)를 벨트에
붙여 고정해 주세요



밀착되지 않을 경우 벨트 양쪽을
잡고 한 번 더 당겨서 고정해 주세요.

3 밀착 방법



도르래 손잡이를 떼어 주세요.



도르래 손잡이를 당겨
몸에 맞게 조여줍니다.



도르래 손잡이를 벨트에
붙여 고정해 주세요.

벨트 사이즈 조절 방법

벨트 사이즈 조절 방법 동영상

QR코드를 스캔하세요



넓이
가
방
법



벨트 벨크로(찍찍이) 양쪽을
떼어 주세요



사진과 같이 벨크로(찍찍이)를
고리에 가깝게 다시 붙여 주세요

좁이
가
방
법



벨트 벨크로(찍찍이)
양쪽을 떼어 주세요



사진과 같이 벨크로(찍찍이)를
중앙에 가깝게 다시 붙여 주세요

착용 전 확인 사항

확
인
사
항



※ 착용 전 손잡이를 사진과 같이 위치 시켜 주세요

도르래 손잡이가 정위치에 있지 않을 경우
충분한 밀착력을 주지 못합니다



ID : 온바디

카카오톡 친구찾기에서 [온바디] 를 검색해 보세요.

1:1 채팅에서 무료상담이 가능합니다.

상담시간 : 평일 09:00 ~ 17:00 / 상담전화 : 1644-0565

※ 상담시간 외에 주신 문의는 확인 후 상담가능 시간에 답변해드립니다.

TALK